

RETELAST®
 Medinet S.r.l.
 Via Canova, 19/A - Milano (Italia)

RETELAST®

25 mt

ESTICADOS



ABRA AQUI

DIÂMETRO

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

COMPOSIÇÃO:
 28% BORRACHA NATURAL
 72% POLIAMIDA.



DISPOSITIVO
 MÉDICO DE
 CLASSE I NÃO
 ESTÉRIL



EMBALAGEM
 RECYCLABLE



MALHA TUBULAR ELÁSTICA PARA
 CONTENÇÃO DE CURATIVOS

RETELAST®

www.medinetsrl.com

PANTONE 322 c

Malha tubular elástica para
 contenção de curativos.
 INSTRUÇÕES DE USO:



- 1 Meça a região sobre a qual devemos dispor a rede e escolha o calibre adequado.
- 2 Use na pele intacta depois que a ferida for coberta com curativo apropriado.
- 3 Use o produto apenas para o fim a que se destina.
- 4 Mantenha fora do alcance das crianças.

SUSPENDA O USO EM CASO DE
 SENSIBILIZAÇÃO DA PELE.
 SE O PRODUTO ESTICAR EXCESSIVAMENTE,
 UTILIZE O COMPRIMENTO MAIOR A SEGUIR.

4-5

3-4

6-7-8-9-10

2-3

6-7-8-9-10

1-2

0

5-6

3-4-5-

2-3

4-5-6

7-8-9-10

TORAX PELVE

RETELAST®

0

DEDOS DAS MÃOS E DOS PÉS

1-2

MÃO PULSO PÉ TORNOZELO

2-3

BRAÇO PERNA COTOVELO

3-4-5

BRAÇO PERNA COTOVELO JOELHO OMBRO

4-5-6

CABEÇA COXA QUADRIL

7-8-9-10 TORAX PELVE

LOTE



RETELAST®

EN. Tubular elastic net to hold dressings.
 DIRECTIONS OF USE: 1. Measure the area where the net bandage will be placed and select the appropriate size accordingly. 2. To use over non damaged skin once the injury is properly covered by a dressing. 3. To be used as described only. 4. To keep away from the reach of children.

FR. Filet de maille élastique pour le maintien des pansements. MODE D'EMPLOI: 1. Mesurer le périmètre où sera range le filet et choisir la taille appropriée. 2. Utiliser sur la peau propre et saine après avoir couvert la blessure avec le pansement médicalisé. 3. Utiliser seulement pour l'usage indiqué. 4. Maintenir hors de la portée et de la vue des enfants.

DE. Röhrenverband aus Netzgewebe zum Fixieren des Verbandes. ANWENDUNG: 1. Die stelle, an der Verband angelegt werden soll, messen und geeignete Größe auswählen. 2. Den Verband anlegen und unmittelbar danach zu dessen Fixierung den Röhrenverband verwenden. 3. Verwenden Sie das Produkt nur für seinen beabsichtigten Gebrauch. 4. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ES. Vendaje tubular de malla elástica para sujeción de apósitos. INSTRUCCIONES DE USO: 1. Medir el perímetro de la zona donde se colocará el vendaje y seleccionar la talla apropiada. 2. Una vez colocado el apósito sobre la herida, asegurarlo con la malla tubular. 3. Utilizar Retelast exclusivamente para el uso indicado. 4. Mantener fuera del alcance de los niños.

PT. Malha tubular elástica para contenção de curativos. INSTRUÇÕES DE USO: 1. Meça o perímetro da área onde o curativo foi colocado e selecione o tamanho apropriado. 2. Depois de preparado o curativo sobre a ferida, prenda-o com a malha tubular. 3. Usem a malha somente para o uso pretendido. 4. Mantenha fora do alcance das crianças.